

Rely+On™ Virkon™

LANXESS

Puissant Désinfectant pour Surface

Hocheffizientes Oberflächendesinfektionsmittel

Zeer efficiënt desinfectiemiddel voor oppervlakken

Virucide / Bactéricide / Levuricide

Viruzid / Bakterizid / Levurozid

Virucidaal / Bactericide / Levurocide

FR

Applications et mode d'emploi

Rely+On™ Virkon™ convient à la désinfection des surfaces qui transmettent des maladies infectieuses, notamment dans les institutions de santé, dans les laboratoires de recherche clinique et pathologique, dans les entreprises agroalimentaires et de restauration ainsi que dans les hôtels ou établissements résidentiels et dans les transports.

Les solutions de Rely+On™ Virkon™ sont particulièrement efficaces pour une désinfection préventive de routine et pour une décontamination terminale lorsqu'une maladie infectieuse se déclare.

La fréquence de l'utilisation en routine dépendra des pratiques de contrôle des infections de l'établissement en question.

Consulter votre représentant local pour tout autre renseignement.

Une étude indépendante a montré que Rely+On™ Virkon™ est efficace contre d'importants agents pathogènes provoquant des maladies infectieuses dont le VIH, les hépatites B et C, le SARM, l'ERV et la salmonelle.

Des exemples d'organismes particuliers responsables de maladies infectieuses chez l'homme sont reportés dans le tableaux ci-après.

Dose d'emploi : bactéricide à 0,75% (temps de contact 5 min à 20°C, charge organique faible) conforme aux normes européennes EN 1276/13697 ; virucide à 1% (temps de contact 5 min à 20°C, charge organique élevée) conforme à la norme européenne EN 14476 ; levuricide à 0,75% (temps de contact 30 min à 20°C, charge organique faible) conforme aux normes européennes EN 1650/13697.

Virus			
Famille	Exemple(s)	Famille	Exemple(s)
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Virus type Norwalk
Adenoviridae	Adénovirus humains	Coronaviridae	Virus SARS
Picornaviridae	Poliomyélite de type 1	Paramyxoviridae	Virus de la grippe aviaire (H5N1)
Hepadnaviridae	Hépatite B	Retroviridae	VIH de type 1
Flaviviridae	Hépatite C	Orthomyxoviridae	Virus de la grippe porcine (H1N1)

Bactéries			
<i>E. coli</i> 0157	Légionellose	Listeria	Salmonellose
<i>Campylobacter</i>	Klebsiella pneumoniae	Streptococci	Pseudomonas
Shigella	Staphylocoque (dont le SARM)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (ERV)

Levures			
<i>Candida albicans</i>	Saccharomyces cerevisiae		

SURFACES

Surfaces dures: Sols, bancs de laboratoire, plans de travail, cadres de lits, tables, lavabos, baignoires, toilettes, etc. dans les institutions de santé, les laboratoires, les entreprises agroalimentaires et de restauration ainsi que dans tout environnement public.

- Préparer une solution à 1 % en suivant les instructions figurant sur l'étiquette ou ci-dessous.
- Appliquer la solution Rely+On™ Virkon™ à l'aide d'un flacon vaporisateur, un pulvérisateur approprié, un chiffon, une éponge ou une serpillère pour sol. Pour désinfecter de grandes surfaces dures, appliquer la solution à raison de 200ml/m².
- Laisser agir 10 minutes pour une activité bactéricide et virucide (ou 30 minutes pour une activité levuricide), essuyer avec du papier absorbant ou avec un chiffon pour enlever tous les résidus avant de le jeter à la poubelle. Bien laisser sécher avant de réutiliser les zones traitées.

EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

(centrifugeuses, analyseurs cliniques, pipettes etc.)

- Préparer une solution à 1 % en suivant les instructions.
- a) Equipements: appliquer la solution Rely+On™ Virkon™ sur les surfaces potentiellement contaminées par un agent infectieux à l'aide d'un chiffon. Les sondes et les tubes de prélèvement d'échantillons peuvent être désinfectés en faisant passer la solution Rely+On™ Virkon™ à travers. Après 10 minutes (ou 30 minutes), rincer les équipements désinfectés à l'eau propre si la compatibilité des matériaux est préoccupante. Vérifier systématiquement avec le fabricant la compatibilité des composants de Rely+On™ Virkon™ avant d'appliquer la solution.
 - Réipients pour l'élimination: remplir le récipient avec une solution fraîchement préparée chaque jour.

DÉVERSEMENT DE FLUIDES CORPORELS (sang, urine, vomis, etc)

Surfaces dures: Répandre la poudre

Rely+On™ Virkon™ directement sur le liquide jusqu'à absorption complète. Gratter ou essuyer la poudre humide et la jeter dans un récipient en vue de son élimination. Après avoir retiré la poudre humide, appliquer une solution à 1 % sur la zone contaminée et sur les objets ayant servi à l'élimination de la poudre. Laisser agir 10 minutes (ou 30 minutes) et sécher pour éliminer toute la solution et les résidus avec un chiffon ou des serviettes en papier.

PRÉPARATION DE LA SOLUTION

Ajouter 5g de poudre dans 500 mL d'eau tiède.

Mélanger jusqu'à complète dissolution afin d'obtenir une solution de couleur rose.

Poudre	Eau
5 g	500 mL
10 g	1 L
20 g	2 L
50 g	5 L

Les solutions Rely+On™ Virkon™ à 1 % se conservent durant 5 jours. La bonne pratique recommande de préparer les solutions et de les jeter tous les jours.

CONSERVATION

Conserver le produit dans un récipient hermétiquement clos et dans un endroit frais et sec. La solution prête à l'emploi doit être conservée à l'abri du soleil et à température ambiante (15-25°C).

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

Recommandation générale: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin. **Inhalation:** Eloigner du lieu d'exposition et allonger la personne. Si la victime ne respire plus, la respiration artificielle ou mise sous oxygène peuvent être nécessaires. Consulter un médecin. **Contact avec la peau:** Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Consulter un médecin. **Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin. **Ingestion:** Ne PAS faire vomir. Si une personne vomit et est couchée sur le dos, la tourner sur le côté. Boire de petites quantités d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme pour tout désinfectant, rincer immédiatement en cas d'éclaboussure sur la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec des produits chimiques autres que ceux recommandés par le fabricant. NE PAS préparer de solution concentrée en vue d'une dilution ultérieure. Ne pas utiliser les solutions Rely+On™ Virkon™ sur les dispositifs médicaux, ou sur des surfaces en contact avec des aliments. Des précautions supplémentaires sont fournies sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit, toujours les lire avant utilisation.

Utilisation exclusivement professionnelle.

ÉLIMINATION

Les solutions de Rely+On™ Virkon™ non utilisées peuvent être jetées dans le système de déchets liquides normal, comme par exemple l'évier, tout drain connecté au système d'égout municipal conformément aux réglementations locales en vigueur. NE PAS jeter dans le système des égouts pluviaux ou dans un quelconque autre système non prévu à cet effet. Éliminer l'emballage et/ou le restant de poudre conformément aux réglementations locales en vigueur.

Substance active: bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (CAS n°70693-62-8) à 497 g/kg.

Produit biocide destiné à la santé humaine.

Autorisation: Autorisation temporaire (art. 55(1) BPR) du 16 Avril 2020.

Titulaire de l'autorisation

LANXESS Deutschland GmbH
Kennedyplatz 1
50569 Cologne, Germany
Tel: +49 2218 8852 288

Propriétaire du produit

Antec International Limited, UK
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

Distributeur:

Biosecurity BV
Kuiper 14
NL-5712AA Someren,
Mail: info@virkon.be
Tel. +31(0)653 815 336

Le Centre Antipoisons 070/245.245

DE

Anwendungshinweise

ANWENDUNG

Rely+On™ Virkon™ ist für die Desinfektion ist für die Desinfektion von Oberflächen überall dort geeignet, wo die Gefahr einer Übertragung von Infektionskrankheiten besteht. Dazu gehören Krankenanstalten, pathologische und klinische Forschungszentren, Lebensmittelproduktions-, -verarbeitungs- und Catering-Betriebe, Hotel- und Gaststättenbetriebe sowie Verkehrsmittel.

Die Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung ist besonders effizient für die routinemäßige vorbeugende Desinfektion sowie die abschließende Dekontamination nach Ausbruch einer Infektionskrankheit.

Die Häufigkeit der Anwendung hängt von den Richtlinien zur Infektionskontrolle der jeweiligen Einrichtung ab. Sie bitte ihr örtlicher Vertreter.

Viren			
Famille	Beispiel(e)	Famille	Beispiel(e)
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Norovirus
Adenoviridae	Reuschliche Adenovirea	Coronaviridae	SARS virus
Picornaviridae	Polio Typ 1	Paramyxoviridae	AI H5N1
Hepadnaviridae	Hepatitis B	Retroviridae	HIV Typ 1
Flaviviridae	Hepatitis C	Orthomyxoviridae	Schweinegrippevirus A (H1N1)

Bakterien			
<i>E. coli</i> 0157	Legionellen	Listerien	Salmonellen
<i>Campylobacter</i>	Klebsiella pneumoniae	Streptokokken	Pseudomonas
Shigella	Staphylokokken (einschl. MRSA)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (VRE)

Pilze			
<i>Candida albicans</i>	Saccharomyces cerevisiae		

Im Rahmen unabhängiger Tests wurde die Wirksamkeit von Rely+On™ Virkon™ gegen alle wichtigen Erreger von Infektionskrankheiten bewiesen. Rely+On™ Virkon™ bietet wirksamen Schutz gegen virale, bakterielle und Pilz Pathogene von Interesse für die Infektionskontrolle. Ebenso wird Schutz gegen HIV, Hepatitis B und C, MRSA, VRE, Salmonellen gewährleistet.

In der folgenden Tabellen sind Beispiele spezifischer Organismen und Erregern von Infektionskrankheiten beim Menschen aufgeführt.

Anwendungskonzentration: 0,75 % für die baktrizide Wirkung (Kontaktzeit von 5 Minuten bei 20°C und niedriger Belastung) gemäß der EU Norm EN 1276/13698; 1% für die virozide Wirkung (Kontaktzeit von 5 Minuten bei 20°C und höher Belastung) gemäß der EU Norm EN 14476; 0,75% für die levurizide Wirkung (Kontaktzeit von 30 Minuten bei 20°C und niedriger Belastung) gemäß der EU Normen EN 1650/13697.

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ et le logo LANXESS sont des marques commerciales de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales sont déposées dans de nombreux pays du monde entier.

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ und das LANXESS-Logo sind eingetragene Warenzeichen der LANXESS Deutschland GmbH oder mit ihr verbundener Unternehmen. Alle Warenzeichen sind in zahlreichen Ländern weltweit eingetragen.

© 2020 LANXESS. Rely+On™VIRKON™ en alle geassocieerde logo's zijn handelsmerken of auteursrechten van LANXESS Corporation. LANXESS™ en het LANXESS-logo zijn handelsmerken van LANXESS Deutschland GmbH. Alle handelsmerken zijn in vele landen ter wereld geregistreerd.

62535072/Virk/IFU/Belgium/04.08.20/Z

OPPERVLÄCHENREINIGUNG

Harte Flächen: Bøden, Laborbänke, Tischplatten, Bettgestelle, Tische, Becken, Badewannen, Toiletten usw. in Krankenanstalten, Labors, Lebensmittelverarbeitungs- und Catering-Betrieben sowie in öfentliohen Einrichtungen.

- Eine 1%ige Lösung wie auf dem Etikett of omseitig beschriebon zubereiten.
- Die Desinfektionslösung entweder mit einer Triggersprühflasche, einem geeigneten Rückensprühgerät, einem Tuch, einem Schwamm of einem Bodenwischer auftragen. Zur Desinfektion von harten Oberflächen die Lösung mit einer Menge von 200 ml / m² auftragen.
- Für die baktericide and viruzide Wirkung belassen Sie die Lösung für 10 Minuten auf der Oberfläche (of für 30 Minuten für die levurizide Wirkung) and die Lösung and Reste mit einem Tuch of Papiertüchern abwischen. Papier of Tücher vorschriftsmäßig entsorgen. Vor der Wiederverwendung der behandelten Bereiche trocknen lassen.

LABORAUSRÜSTUNG (Zentrifugen, klinische Analysegeräto, Pipetten usw.)

- Eine 1%ige Lösung wie beschriebon zubereiten.
- a) Ausrüstung: Mit infektiøsem Material kontaminierte Flächen abwischen. Sonden, Röhren and Schläuche mit Rely+On™ Virkon™ and einem Saugreiniger Die desinfierte Geräto nach 10 Minuten (of 30 Minuten) mit sauberem Wasser spülen, wenn die Materialverträglichkeit von Bedeutung ist. Vor Gebrauch mit dem Hersteller sicherstellen, dass Rely+On™ Virkon™ mit den Komponenten kompatibel ist.
- b) Abfallbehälter: Behälter täglich mit frischer Lösung füllen

KÖRPERFLÜSSIGKEITEN

(Blut, Urin, Erbrochenes usw.)

Feste Flächen: Rely+On™ Virkon™ Pulver direkt auf der Flüssigkeit verteilon bis sie komplett afgesaugt ist. Feuchtes Pulver afkratzen of afspülen and vorschriftsmäßig entsorgen. Danach den kontaminierten Bereich and alle für die Entfernung / Entsorgung verwendeten Gegenstände mit 1%iger Lösung reinigen. 10 Minuten (of 30 Minuten) einwirken lassen and dann die Lösung/Rückstände mit einem Tuch of Papiertüchern entfernen.

ZUBEREITUNG DER LÖSUNG

5 g Pulver in 500 ml lauwarmem Wasser aufløsen and zu einer rosafarbenen Lösung verrühren.Lösung verrühren.

Pulver	Wassermenge
5 g	500 ml
10 g	1 liter
20 g	2 liter
50 g	5 liter

1%ige Lösung Rely+On™ Virkon™ Lösungen sind bis zu 5 Tage lang stabiel. In der Praxis wird empfohlen fertige Lösungen täglich neu anzusetzen and zu entsorgen.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Sicherheitsinformationen auf Rely+On™ Virkon™ Pulver.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeiner Rat: Nie eien ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einfløßen. Wenn Symptome anhalten of sonstige Zweifel bestehen eienon Arzt konsultieren.
Inhalation: Die Person von der Gefahrenquelle entfernen and hinlegen. Wenn das Opfer nicht mehr atmet, kann künstliche Beatmung und/ofder die Gabe von Sauerstoff nötig sein. Eienon Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Umgehend sämtliche kontaminierte Kleidung entfernen. Die betroffenen Hautregionen intensiv mit

Wasser spülen. Kontaminierte Kleidung vor erneuter

Verwendung waschen. Eienon Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen and eienon Arzt konsultieren.

Verschlucken: NICHT künstlich Erbrechen herbeiführen.

Wenn Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Umgehend eienon Arzt herbeirufen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wie bei allen Desinfektionsmitteln sind Spritzer auf Haut and Augen sofort gründlich abzuwaschen. Nur mit den von den Herstellern empfohlenen Chemikalien mischen. KEINE konzentrierten Lösungen für spätere Verdünnung zubereiten. Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung darf nicht für die Desinfektion medizinischer Geräto verwendet werden. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf dem Verpackungsetikett; lesen Sie diese vor der Verwendung. Nicht zur Verwendung auf Oberflächen mit Kontakt zu Lebensmitteln.

Nur für professionellen Gebrauch.

AUFBEWAHRUNG

In geschlossenen Behältern kühl and trocken lagern. Die fertige Lösung vor direktem Sonnenlicht geschützt bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren.

ENTSORGUNG

Unbenutzte Rely+On™ Virkon™ Desinfektionslösung kann ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen gemäß der örtlichen Bestimmungen im normalen System für flüssige Abfälle entsorgt werden, sofern dieses an die kommunale Kanalisaton angeschlossen ist. Das Produkt darf unter keinen Umständen in Regenwassergullys of anderen ungeschützten Wassersystemen entsorgt werden. Verpackungsmüll und/ofder zu entsorgendes Pulver sind den kommunalen Vorschriften entsprechend zu entsorgen.

Wirkstoff: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS Nr. 70693-62-8) 497 g/kg.

Biozidprodukt für die menschliche Gesundheit.

Zulassung: Ausnahmezulassung nach Artikel 55 Abs. 1 der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vom 16. April 2020.

Zulassungsinhaber: LANXESS Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Cologne, Germany Tel: +49 2218 8852 288

Produktinhaber

Antec International Limited, UK relyondisinfection@lanxess.com www.relyondisinfection.com

Vertreiber:

Biosecurity BV Kuiper 14 NL-5712AA Someren, Mail: info@virkon.be Tel. +31(0)653 815 336

Giftnotrufzentrale: 070/245.245

NL TOEPASSINGEN EN INSTRUCTIES

Rely+On™Virkon™ is geschikt voor de ontsmetting van oppervlakken die infectieziekten overdragen, met name voor zorginstellingen, klinische en pathologische onderzoekslaboratoria, voor voedings- en cateringbedrijven, maar ook voor hotels of woonhuizen en in transport.

Rely+On™ Virkon™ -oplossingen zijn bijzonder effectief voor een preventieve routinematige ontsmetting and voor een definitieve ontsmetting nadat een besmettelijke ziekte is uitgebroken. De frequentie van routinematig gebruik is

afhankelijk van de infectiebeheersingspraktijken van de instelling. Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor verdere informatie. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat Rely+On™ Virkon™ effectief is tegen belangrijke pathogenen die infectieziekten veroorzaken, waaronder HIV, hepatitis B en C, MRSA, VRE en salmonella.

In onderstaande Tabellen vindt u voorbeelden van specifieke organismen die relevant zijn voor infectieziekten bij mensen. Dosering: bactericide 0,75% (contacttijd 5 min bij 20 °C, laag vuilgehalte) volgens Europese normen EN1276 / 13697; virucide 1% (contacttijd 5 min bij 20 °C, hoog vuilgehalte) volgens Europese normen EN14476; Levurocide bij 0,75% (contacttijd 30 min bij 20 °C, laag vuilgehalte) volgens de Europese normen EN 1650/13697.

Virus			
Familie	Voorbeelden	Familie	Voorbeelden
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Norovirus
Adenoviridae	Menselijke Adenovirussen	Coronaviridae	SARS-virus
Picornaviridae	Polio Type I	Paramyxoviridae	AI H5N1
Hepadnaviridae	Hepatitis B	Retroviridae	HIV Type I
Flaviviridae	Hepatitis C	Orthomyxoviridae	Varkensgriep A (H1N1)
Bacteriën			
<i>E. coli O157</i>	Legionellose	Listeria	Salmonella
<i>Campylobacter</i>	Klebsiella pneumoniae	Streptococci	Pseudomonas
Shigella	Stafylokokken (inclusief SARM)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (VRE)
Schimmels			
<i>Candida albicans</i>	Saccharomyces cerevisiae		

OPPERVLAKKEN

Harde oppervlakken: Vloeren, laboratoriumbanken, werkbladen, lattenbodems, tafels, wastafels, badkuipen, toiletten, etc. in zorginstellingen, laboratoria, voedings- en cateringbedrijven evenals in elke openbare instellingen

- Bereid een 1% -oplossing voor volgens de aanwijzingen zoals op het etiket of zoals hieronder aangegeven
- Breng de Rely+On™ Virkon™-oplossing aan met behulp van een spuitfles, een geschikte sproeier, een doek, een spons of een dweil. Om grote harde oppervlakken te ontsmetten, brengt u de oplossing aan in een hoeveelheid van 200 ml / m²
- 10 minuten laten inwerken voor een bactericide en virucide werking (of 30 minuten voor een Levurocide werking), veeg vervolgens de oplossing en de resten met een doek of keukenpapier schoon en gooi deze vervolgens in de prullenbak. De behandelde gebieden grondig laten drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

LABORATORIUMLUITRUSTING

(centrifuges, klinische analyzers, pipetten enz.)

- Bereid een 1% -oplossing zoals beschreven.
- a) Uitrusting: breng met behulp van een doek de Rely+On™ Virkon™ -oplossing aan op de oppervlakken die mogelijk besmet zijn met een besmet materiaal. Sondes en verzamelbuisjes voor monsters kunnen worden ontsmet door opzuiging van Rely + On™ Virkon™ -oplossing. Spoel na 10 minuten (of 30 minuten) de ontsmette apparaten met schoon water als materiaalcompatibiliteit belangrijk is.Controleer voor gebruik met de fabrikant of Rely+On™ Virkon™ compatibel is met de componenten.

GEMORSTE LICHAAMSVLOEISTOFFEN

(bloed, urine, braaksel, enz.)

Harde oppervlakken: Breng Rely+On™ Virkon™ -poeder rechtstreeks op de vloeistof aan tot het volledig geabsorbeerd is. Schraap of veeg het natte poeder weg en gooi het weg in een afvalbak. Breng na het verwijderen van het natte poeder een 1% -oplossing aan op het besmette gebied en op de voorwerpen die gebruikt werden om het poeder te verwijderen. Laat het 10 minuten (of 30 minuten) inwerken and droog maken met een doek of keukenpapier om de oplossing and alle resten te verwijderen.

BEREIDING VAN OPOLSSING

Voeg 5 g poeder toe aan 500 ml lauwater. Mengen tot het volledig opgelost is om zo een roze oplossing te verkrijgen.

Poeder	Water
5 g	500 mL
10 g	1 L
20 g	2 L
50 g	5 L

De 1% oplossingen van Rely+On™ Virkon™ zijn gedurende 5 dagen houdbaar. Het is een goede gewoonte om de oplossingen dagelijks voor te bereiden and ze weg te gooien.

INSTRUCTIES BIJ EERSTE HULP

Algemene aanbeveling: Geef nooit iets aan een bewusteloos persoon via de mond. Bij aanhoudende klachten of bij de minste twijfel een arts raadplegen.
Inademing: Haal de persoon uit de gevarezone and leg hem neer. Als het slachtoffer stopt met ademen, kan kunstmatige beademing en / of zuurstof nodig zijn. Raadpleeg een arts.

Bij aanraking met de huid: Onmiddellijk alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken Onmiddellijk afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding wassen afvorens deze opnieuw te gebruiken. Raadpleeg een arts.

Oogcontact: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Bel onmiddellijk een arts.
Inslikken: GEEN braken opwekken. Als een persoon overgeeft and op zijn rug ligt, draai hem dan opzij. Drink kleine hoeveelheden water. Geef nooit iets aan een bewusteloos persoon nooit via de mond. Onmiddellijk een arts bellen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Zoals met elk ontsmettingsmiddel, onmiddellijk spoelen als het op de huid and ogen spat. Niet mengen met andere dan de door de fabrikant aanbevolen chemicaliën. Maak GEEN geconcentreerde oplossing voor verdere verdunning. Gebruik geen Rely+On™Virkon™ -oplossingen op medische apparaten of op oppervlakken die met voedsel in contact komen. Extra voorzorgsmaatregelen worden vermeld op het productetiket and in het veiligheidsinformatieblad, Lees deze altijd voor gebruik.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

OPSLAG

Bewaar het product in een goed gesloten container en op een koele, droge plaats. Bewaar de bereide oplossing niet in direct zonlicht and bij kamertemperatuur (15-25 ° C).

VERWIJDERING

Ongebruikte Rely+On™ Virkon™-oplossingen kunnen worden afgevoerd in het normale systeem voor vloeibaar afval, zoals de gootsteen and elke afvoer die is aangesloten op het gemeentelijk riolering in overeenstemming met de lokale voorschriften. NIET WEGGOOIEN in de afvoer van het regenwater of een ander systeem dat niet voor dit doel is voorzien. Gooi de verpakking en/of het resterende poeder weg in overeenstemming met de lokale

regelgeving.

Werkzame stof: pentakalium-bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (CAS nr. 70693-62-8): 497 g / kg.

Biocide bestemd voor de menselijke gezondheid.

Toelating: Tijdelijke toelating (artikel 55 (1) BPR) van 16 april 2020.

Houder van de toelating

LANXESS Deutschland GmbH Kennedyplatz 1 50569 Cologne, Germany Tel: +49 2218 8852 288

Product eigenaar

Antec International Limited Tel: +44 (0) 1787 377 305 biosecurity@lanxess.com www.virkon.com

Verdelers:

Biosecurity BV Kuiper 14 NL-5712AA Someren, Mail: info@virkon.be Tel. +31(0)653 815 336

Antigifcentrum 070/245.245